

easyrespiratory Nazal Oksijen Kanülü

Easyrespiratory Çift Delikli Nazal Kanülü, ezilmeye ve bükülmeye karşı dayanıklı yıldız lümen boru sistemi ile sürekli akış sağlar. Kanülün burun delikleri bağlantısı ekstra yumuşatılmış olup hastaya yüksek konfor sağlar. Burun delikleri arasındaki çentik esneklik ve hasta uyumu sağlar.

Özellikleri ve Faydaları:

- Her iki hava kanalından eşit hacimde oksijen sağlamak için tasarlanmış uygun çift kanca uçları ile oksijen iletir.
- Yumuşak, toksik olmayan PVC'den üretilmiştir, bu nedenle uzun süreli kullanımda bile irigasyona yol açmaz.
- Hastanın ağzını beslenme ve iletişim için serbest bırakır.
- Her iki hava kanalına eşit hacimde oksijen sağlar.
- Yumuşak huni şekilli konektörü oksijen kaynağına kolay bağlantı sağlar.
- Çok kanallı tüp, tüp bükülse bile Oksijen verilmesini sağlar.
- Önemli solunum problemleri ile kritik olmayan hastalar ve oksijen maskesi takmayan/takamayan hastalar için uygundur.



REFERANS KODLARI	
REF	Ürün Tanımı
821202	Nazal Oksijen Kanülü, Yetişkin, 2 m
821205	Nazal Oksijen Kanülü, Yetişkin, 5 m
821207	Nazal Oksijen Kanülü, Yetişkin, 7 m
821210	Nazal Oksijen Kanülü, Yetişkin, 10 m
821215	Nazal Oksijen Kanülü, Yetişkin, 15 m
821102	Nazal Oksijen Kanülü, Pediatrik, 2 m



easyrespiratory Oksijen Maskesi

Easyrespiratory Oksijen maskesi, uygun oksijen tedavisi için tasarlanmıştır. Kalıplı yüz maskesi, toksik olmayan tıbbi sınıf PVC'den üretilmiştir. Yüksek oksijen konsantrasyonu sağlar. Yumuşak, esnek maske hastaya rahatça oturur. En iyi uyum için elastik kafa bandı içerir. Oksijen maskesi, ameliyatlara veya yoğun bakım sırasında oksijen gazını bir depolama tankından hastanın akciğerlerine aktarmak için tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları:

- Maske burun ve ağız üzerine yerleştirilir, uygun oksijenizasyon için tüp kanalı ile oksijen kaynağına bağlanır.
- Daha fazla hasta konforu için yumuşak hafif kenarlara sahiptir.
- Burun klipsi burun köprüsüne ayarlanmasına ve daha iyi oturmasına yardımcı olur.
- Çıkarılabilen ve ayarlanabilen esnek kafa bandı ile açılı değiştirmeye yarayan elastik konektör, maskeyi bozmadan hareketi sağlar.
- Astım bronkopulmoner displazi, KOAH, kistik fibroz, pnömoni, uyku apnesi gibi solunum rahatsızlıkları olan insanları tedavi etmek için kullanılır. Travma veya kalp yetmezliği gibi akut durumlarda ve saf oksijen dozu uygulamasına ihtiyaç duyan diğer hastalarda da kullanılır.

REFERANS KODLARI	
REF	Ürün Tanımı
822202	Oksijen Maskesi, Yetişkin, 2 m
822102	Oksijen Maskesi, Pediatrik, 2 m

easyrespiratory Solunum Devreleri

Klinik cihazlar için güvenilir bir kaynak olan easyrespiratory'nin solunum devreleri; anestezi makinesini veya ventilatör makinesini hastaya bağlar ve karbondioksiti uzaklaştırırken oksijen ve taze anestezi gazları hassas bir şekilde iletmek üzere tasarlanmıştır. Çift su tutucudan tekli su tutucuya ve sabit uzunluklu veya genişletilebilir seçeneklere sahip eksiksiz solunum devresi serimiz, yetişkinlerden çocuklara ve yenidoğanlara kadar her hastaya bakım yapabilmeyi sağlar.



REFERANS KODLARI	
REF	Ürün Tanımı
811200-180000	Solunum Devresi, Yetişkin, 180cm
811210-180000	Solunum Devresi, Tek Su Tutuculu, Yetişkin Set, 180cm
811220-180000	Solunum Devresi, Çift Su Tutuculu, Yetişkin Set, 180cm
811200-18B209	Solunum Devresi, Yetişkin, 2lt Balonlu, 90cm Uzatmalı Set
811210-18B209	Solunum Devresi, Yetişkin, Tek Su Tutuculu, 2lt Balonlu, 90cm Uzatmalı Set
811220-18B209	Solunum Devresi Yetişkin, Çift Su Tutuculu, 2lt Balonlu, 90cm Uzatmalı Set
811221-18B209	Solunum Devresi, Yetişkin, Çift Su Tutuculu, 2lt Balonlu, 90cm Uzatmalı, Bakteri Filtreli, Anestezi Maskeli, Kateter Mount Dahili Set
811100-140000	Solunum Devresi, Pediatrik Set, 140cm
811110-140000	Solunum Devresi, Tek Su Tutuculu, Pediatrik Set, 140cm
811120-140000	Solunum Devresi, Çift Su Tutuculu, Pediatrik Set, 140cm
811100-14B107	Solunum Devresi, Pediatrik, 1lt Balonlu, 70cm Uzatmalı Set
811110-14B107	Solunum Devresi, Pediatrik, Tek Su Tutuculu, 1lt Balonlu, 70cm Uzatmalı Set
811120-14B107	Solunum Devresi, Pediatrik, Çift Su Tutuculu, 1lt Balonlu, 70cm Uzatmalı Set
811121-14B107	Solunum Devresi, Pediatrik, Çift Su Tutuculu, 1lt Balonlu, 70cm Uzatmalı, Bakteri Filtreli, Anestezi Maskeli, Kateter Mount Dahili Set

easyrespiratory Nebulizatör Maskesi

Yumuşak ve şeffaf Easyrespiratory Nebulizatör Maskesi anatomik yapısıyla uzun süreli kullanım için idealdir. Ekstra rahatlık için entegre burun köprüsüyle hafifçe yuvarlatılmış, hafif kenarlara sahiptir. Easyrespiratory Nebulizer Mask, Nebulizatör Yüz Maskesi, Aerosol Maskesi'nin tanınmış üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Nebülizör, sıvı ilacı aerosol formuna dönüştüren elektrikle çalışan bir makinedir, böylece bir yüz maskesi veya ağızlık yoluyla doğrudan akciğerlere solunabilir. Düşük fiyatlarda erişimi bulunan bu ürünler düzenli veya uzun süreli aerosol tedavisi alan hastalar için idealdir.

Özellikleri ve Faydaları:

- Yumuşak ve şeffaf Aerosol maskesi anatomik yapısıyla uzun süreli kullanım için idealdir.
- Ekstra rahatlık için entegre burun köprüsüyle hafifçe yuvarlanmış, hafif kenarlara sahiptir.
- Eşsiz dışbükey koni tasarımı ile sağlanan daha geniş yüzey alanı, maksimum kılcal damar hareketi sağlar ve ilaç israfını ortadan kaldırır.
- Daha fazla nebulizasyon oranı ile 10 dakika içinde 3cc nebulizasyon sağlar.
- Set içeriği: Aerosol Maskesi, İlaç Haznesi, 2 m Çok Kanallı Tüp.



REFERANS KODLARI

REF	Ürün Tanımı
823202	Nebulizatör Set, Yetişkin, 2 m
823102	Nebulizatör Set, Pediatrik, 2 m

easyrespiratory Yüksek Konsantrasyonlu Oksijen Maskesi

Easyrespiratory Yüksek Konsantrasyonlu Oksijen Maskesi, uygun oksijen tedavisi için tasarlanmıştır. Kalıplı yüz maskesi, toksik olmayan tıbbi sınıf PVC'den üretilmiştir. Yüksek oksijen konsantrasyonu sağlar. Yumuşak, esnek maske hastaya rahatça oturur. En iyi uyum için elastik kafa bandı içerir. Oksijen maskesi, ameliyatlara veya yoğun bakım sırasında yüksek konsantrasyonlu oksijen gazını bir depolama tankından hastanın akciğerlerine aktarmak için tasarlanmıştır. Ayrıca maskede rezervuar torba bulunmaktadır.

Özellikleri ve Faydaları:

- Maske burun ve ağız üzerine yerleştirilir, uygun oksijenizasyon için tüp kanalı ile oksijen kaynağına bağlanır.
- Daha fazla hasta konforu için yumuşak hafif kenarlara sahiptir.
- Burun klipsi burun köprüsüne ayarlanmasına ve daha iyi oturmasına yardımcı olur.
- Rezervuar torba ve maske yanaklarındaki silikon valfler , temiz oksijenin hastaya daha yoğun iletilmesini sağladığı gibi , hastadan çıkan karbondioksitinde atılmasında kapakçık görevi sağlar.
- Çıkarılabilen ve ayarlanabilen esnek kafa bandı ile açılı değiştirilmeye yarayan elastik konnektör, maskeyi bozmadan hareketi sağlar.
- Astım bronkopulmoner displazi, KOAH, kistik fibroz, pnömoni, uyku apnesi gibi solunum rahatsızlıkları olan insanları tedavi etmek için kullanılır. Travma veya kalp yetmezliği gibi akut durumlarda ve saf oksijen dozu uygulamasına ihtiyaç duyan diğer hastalarda da kullanılır.



REFERANS KODLARI

REF	Ürün Tanımı
824202	Yüksek Konsantrasyonlu Oksijen Maskesi, Yetişkin, 2m
824102	Yüksek Konsantrasyonlu Oksijen Maskesi, Pediatrik, 2m

